

Alstublieft, de mestkit voor het mestonderzoek van uw paard

1 Schrijf op het etiket van de sealbag de naam van het paard, de naam van de eigenaar en de datum waarop je het monster hebt genomen.

2 Pak met de handschoenen 1 á 2 ballen verse mest die NIET met de grond in aanraking zijn geweest.

3 Doe de mestballen in de sealbag en druk deze een klein beetje plat zodat het pakketje door de brievenbus kan.

4 Sluit de sealbag af door de witte beschermlaag van de groene plakstrip te halen en de sealbag met de groene plakstrip dicht te plakken.

5 Bewaar het monster koel tot het moment van verzenden. Verzend het monster zo snel mogelijk.

6 Vul de vragenlijst zo compleet mogelijk in, zie de achterkant van deze instructie.

7 Doe de sealbag samen met het absorptiemateriaal tussen de kartonnen bescherming en doe deze in de verzendenveloppe.

8 **FRANKEER DE VERZENDENVELOPPE VOLDOENDE.**

9 Verstuur de verzendenveloppe direct naar HippoSupport. **LET WEL OP:** verstuur het monster niet later dan vrijdag (op tijd voor de post) en controleer voor het versturen op onze website onze openingstijden op vakanties en feestdagen.

A Het mestonderzoek van HippoSupport is gericht op gezonde paarden. Heb je het vermoeden dat je paard niet gezond is? Neem dan contact op met je dierenarts.

B Het mestonderzoek van HippoSupport is voornamelijk gericht op het vaststellen van worminfecties van de (grote/kleine) bloedworm, spoelworm, veulenworm. De lintworm scheidt onregelmatig eitjes uit en daardoor is mestonderzoek onvoldoende betrouwbaar. Longworm, aarsworm en leverbot kunnen in principe niet (betrouwbaar) met mestonderzoek gevonden worden. Als deze worden gevonden, wordt dit wel gerapporteerd.

C Houd er bij het opsturen van het monster rekening mee dat de laatst toegediende wormkuur minimaal 8 weken geleden is. (Tenzij het om het vaststellen van de effectiviteit van de kuur gaat.)

D Heb je vragen? Bekijk dan onze website www.paardenmestonderzoek.com/faq voor de meestgestelde vragen, of neem contact met ons op: info@hipposupport.nl of 0578-661376.

Met vriendelijke groet,

Suzanne Bijl & Richard Verbree
HippoSupport Mestonderzoek

www.hipposupport.nl | www.paardenmestonderzoek.com

1



4



7



Inhoud van de mestkit

- Vragenlijst (z.o.z.)
- Sealbag met etiket
- Kartonnen bescherming
- Verzendenveloppe
- Handschoenen
- Absorptiemateriaal
- Remindersticker voor het volgende mestonderzoek