



HIPPOSUPPORT MESTONDERZOEK

INTRUCTIES TBV MESTONDERZOEK

Beste klant, voor je ligt de instructie, behorende bij het mestonderzoek dat je bij ons hebt besteld. Hartelijk dank hiervoor! Je kunt nu bijna het monster naar ons opsturen, maar voor die tijd vragen wij nog even je aandacht voor de onderstaande instructies. Mestmonsters vallen wettelijk gezien onder Biologische monsters categorie B. Dat betekent dat het per post versturen hiervan alleen mag, wanneer aan de eisen wordt voldaan voor het verpakken en versturen (UN3373 en P650). Wanneer de instructies hieronder nauwgezet worden opgevolgd, dan wordt aan deze regels voldaan.

1 Schrijf op het etiket van de sealbag de naam van het paard, de naam van de eigenaar en de datum waarop je het monster hebt genomen. *Dit is ter voorkoming dat het monster zoek kan raken.*

2 Pak met de handschoen **MAXIMAAL 1 Á 2 BALLEN** verse mest die **NIET** met de grond in aanraking zijn geweest. *Meer mest is écht niet nodig en zorgt alleen voor hogere verzendkosten.* Trek de handschoen om het monster heen uit en knoop deze vervolgens dicht.

3 Doe de handschoen met daarin het monster samen met het witte absorptievelletje in de sealbag en druk deze en klein beetje plat zodat het door de brievenbus past.

4 Sluit de sealbag af door de witte beschermlaag van de blauwe plakstrip te halen en de sealbag met de blauwe plakstrip dicht te plakken. *Gaat het mis met dichtplakken? Neem dan vooral even contact met ons op, we sturen je graag een nieuwe sealbag.*

5 Bewaar het monster zo koel mogelijk tot het moment van verzenden. Verzend het monster bij voorkeur dezelfde dag nog. Zie ook punt 9.

6 Vul de vragenlijst op de achterkant van deze instructie in. Als het de eerste keer is (voor dit paard) graag zo compleet mogelijk. Daarna alleen de wijzigingen sinds het vorige onderzoek. *Let op! vragenlijsten die correct en compleet zijn ingevuld, worden bij drukte met voorrang behandeld. Voorkom vertraging en vul de vragenlijst correct in.*

7 Doe de sealbag met het monster erin tussen de kartonnen bescherming en doe deze vervolgens in de verzendenvolp. doe de slider dicht. *Let op! De kartonnen bescherming is verplicht. Het is niet nodig de verzendenvolp dicht te nieten of te plakken (liever niet zelfs).*

8 **FRANKEER DE VERZENDENVELOPPE VOLDOENDE, TENZIJ JE DE MESTKIT AL INCLUSIEF POSTZEGEL HEBT BESTELD**



9 Verstuur de verzendenvolp direct naar ons laboratorium. *Let op! Stuur de monsters alleen in van maandag tot en met donderdag. Controleer voor het insturen altijd onze openingstijden in verband met feestdagen of vakantie.*

A Het mestonderzoek van HippoSupport is gericht op gezonde paarden. Stuur geen te natte mest naar ons op, dit zou de uitslag negatief kunnen beïnvloeden. Denk je dat je paard niet gezond is? Neem dan áltijd contact op met je eigen dierenarts.

B Standaard mestonderzoek is gericht op bloedworm, spoelworm, veulenworm, lintworm, zand en een QuickScan van de verteringsgraad. Lintworm scheidt onregelmatig eitjes uit, daarvoor is mestonderzoek is onvoldoende bestrouwbaar. Voor leverbot, longworm en aarsworm is aanvullend onderzoek vereist.

C Houd er bij het opsturen van het monster rekening mee dat de laatst toegediende wormkuur minimal 8 weken geleden is, tenzij het gaat om het vaststellen van de effectiviteit van de toegediende kuur.

D Heb je vragen? Bekijk onze website voor de veelgestelde vragen, of neem contact met ons op; info@hipposupport.nl, [facebook.com/hipposupport](https://www.facebook.com/hipposupport) of telefoon/whatsapp: 06-46594220

Met vriendelijke groet,

Team HippoSupport

www.hipposupport.nl | www.paardenmestonderzoek.com @ info@hipposupport.nl

[facebook.com/hipposupport](https://www.facebook.com/hipposupport)

[@hipposupport](https://www.instagram.com/hipposupport)

[06-46594220](https://www.whatsapp.com/channel/hipposupport)

Vragen? Scan dan nu de QR-code hieronder om de veelgestelde vragen op de website te bekijken.



Inhoud van de mestkit

- Vragenlijst (zie de achterkant van deze instructie)
- Sealbag met etiket
- Kartonnen bescherming
- Verzendenvolp
- Handschoen
- Absorptiemateriaal



BIOLOGICAL SUBSTANCE CATEGORY B

Biologische monsters moeten verpakt worden conform de daarvoor van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Alleen door de instructie hiernaast nauwgezet op te volgen wordt aan die regels voldaan.